

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LAMP2



Numéro de catalogue: 10397-1-AP

18 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
10397-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 200 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG0595

Numéro d'acquisition GenBank:
BC002965

Identification du gène (NCBI):
3920

Nom complet:
lysosomal-associated membrane
protein 2

MW calculé
45 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
IF, IHC

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain, rat, souris

Informations générales

Lysosomal-associated membrane protein 2 (LAMP2, synonyms: LAMPB, CD107b) is a member of a family of membrane glycoproteins. This glycoprotein provides selectins with carbohydrate ligands. LAMP2 may play a role in tumor cell metastasis. It may also function in the protection, maintenance, and adhesion of the lysosome. Prior to posttranslational modification, LAMP2 is a ~45 kDa polypeptide. Mature, functional LAMP2 is extensively glycosylated with a variety of different N linked and O linked oligosaccharides, with apparent molecular weight ranging from 45-130 kDa.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jiaqi Liu	27222705	Cell Biosci	WB
Jijun Hu	34145195	Neuroreport	IHC
Lorena Mardones	34153681	Biochem Biophys Res Commun	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

