

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSPAN3



Numéro de catalogue: 10447-1-AP **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue:
10447-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 247 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG0391

Numéro d'acquisition GenBank:
BC000704

Identification du gène (NCBI):
10099

Nom complet:
tetraspanin 3

MW calculé
252 aa, 28 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Tetraspanin-3 (TSPAN3, also known as TM4SF8) is a member of the tetraspanin (TM4SF) family. Tetraspanins, so named because they contain four transmembrane domains, are frequently expressed at the cell surface in association with each other and with other molecules, and they function to regulate cell adhesion, migration, proliferation, and differentiation. TSPAN3 regulates the proliferation and migration of oligodendrocytes, a process essential for normal myelination and repair.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

