

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-Rac1



Numéro de catalogue: 10485-2-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
10485-2-AP

Taille:  
150ul

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG0751

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC004247

Identification du gène (NCBI):  
5879

Nom complet:  
ras-related C3 botulinum toxin  
substrate 1 (rho family, small GTP  
binding protein Rac1)

MW calculé  
21 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain

## Informations générales

RAC1, also named as TC25, belongs to the small GTPase superfamily and Rho family. RAC1 is a plasma membrane-associated small GTPase which cycles between active GTP-bound and inactive GDP-bound states. In its active state, it binds to a variety of effector proteins to regulate cellular responses such as secretory processes, phagocytosis of apoptotic cells, epithelial cell polarization and growth-factor induced formation of membrane ruffles.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jiankang Kang	33760108	Int J Oncol	WB
Hui Ling	32124958	Int J Oncol	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

