

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TCEB3



Numéro de catalogue: 10502-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
10502-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 293 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG0778

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC002883

Identification du gène (NCBI):  
6924

Nom complet:  
transcription elongation factor B (SIII),  
polypeptide 3 (110kDa, elongin A)

MW calculé  
110 kDa

MW observés:  
110 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2000  
IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:  
IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, cellules Jurkat, tissu  
cérébral de souris

IF : cellules HeLa,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10502-1-AP (TCEB3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using TCEB3 antibody 10502-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



Jurkat cell lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10502-1-AP (TCEB3 antibody) at dilution of 1:30000 incubated at room temperature for 1.5 hours.