

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPP1R2



Numéro de catalogue: 10516-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
10516-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 200 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG0805

Numéro d'acquisition GenBank:
BC007655

Identification du gène (NCBI):
5504

Nom complet:
protein phosphatase 1, regulatory
(inhibitor) subunit 2

MW calculé
23 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

PPP1R2 (PHOSPHATASE INHIBITOR 2) forms heterodimer with phosphatase type-1 (PP1). Activity of the complex can regulated by a series of phosphorylations/ phosphorylations events on PPP1R2, functioning in some important process in vivo. The 50kd band recognized by 10516-1-AP seems the complex, but we are not sure about that.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

