

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IFNAR2



Numéro de catalogue: 10522-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
10522-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG0191

Numéro d'acquisition GenBank:
BC002793

Identification du gène (NCBI):
3455

Nom complet:
interferon (alpha, beta and omega) receptor 2

MW calculé:
331 aa, 37 kDa

MW observés:
58-70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
FC, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules K-562, cellules MCF-7

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yong Ge	34467630	EMBO Rep	WB
Hui Yuan	29997210	J Virol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10522-1-AP (IFNAR2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1×10^6 Raji cells were stained with 0.2 μ g IFNAR2 antibody (10522-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.