

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-APP



Numéro de catalogue: 10524-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10524-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0769

Numéro d'acquisition GenBank:

BC004369

Identification du gène (NCBI):

351

Nom complet:

amyloid beta (A4) precursor protein

MW calculé

87 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu cérébral humain,

Informations générales

A β derives from APP via proteolytic cleavage by proteases called α -, β - and γ -secretase. The α -secretase cleavage precludes the formation of A β , while the β - and γ -cleavages generate APP components with amyloidogenic features. Amyloid beta A4 precursor protein (APP), encoded by APP gene which locate on human chromosome 21q, is a cell surface receptor and performs physiological functions on the surface of neurons relevant to neurite growth, neuronal adhesion and axonogenesis. APP expressed in all fetal tissues and is pronounced in brain, kidney, heart and spleen, but weak in liver. Defects in APP are the cause of Alzheimer disease type 1 (AD1). This antibody can recognize the N-terminus of human APP: Soluble APP-alpha and Soluble APP-beta.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuxia Xu	25150572	Neurobiol Aging	WB
Yan Zhang	27498414	Int J Biol Macromol	WB
Guoqing Wang	36623431	Neurotoxicology	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 10524-1-AP (Amyloid beta (A4) precursor protein antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 10524-1-AP (Amyloid beta (A4) precursor protein antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).