

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-BL21(DE3)-lysate



Numéro de catalogue: 10558-1-Ig

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
10558-1-Ig

Taille:  
150ul , Concentration: 2000 µg/ml by  
Nanodrop and 700 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG0048

Numéro d'acquisition GenBank:  
Identification du gène (NCBI):

Nom complet:  
MW calculé  
1-300 kDa

Méthode de purification:  
Purification par protéine A  
Dilutions recommandées:  
WB 1:1000-1:4000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Bactérie

Espèces citées:  
poisson-zèbre

Contrôles positifs:

WB : Lysats bactériens totaux de BL21(DE3),

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sakura Tanaka	34978328	Endocrinology	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

