

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BL21(plysS) -lysate



Numéro de catalogue: 10562-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:
10562-1-Ig

Taille:
150ul , Concentration: 2000 µg/ml by
Nanodrop and 700 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG0045

Numéro d'acquisition GenBank:
Identification du gène (NCBI):

Nom complet:
MW calculé
1-200 kDa

Méthode de purification:
Purification par protéine A
Dilutions recommandées:
WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Bactérie

Contrôles positifs:
WB : Lysats bactériens totaux de BL21(plysS),

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

