

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-UFD1L



Numéro de catalogue: 10615-1-AP

Phare

16 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
10615-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 750 µg/ml by  
Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG0954

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC005087

Identification du gène (NCBI):  
7353

Nom complet:  
ubiquitin fusion degradation 1 like  
(yeast)

MW calculé  
35 kDa

MW observés:  
35 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:1000-1:6000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000  
for WB  
IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:  
FC, IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Espèces citées:  
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules HepG2, cellules Raji, tissu  
de thymus de souris, tissu testiculaire humain

IP : cellules Raji,

IF : cellules HeLa,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Michelle Harreman Lehner	36288698	Cell Rep	IF,
Xiaonan Wang	33037085	Mol Cancer Res	IHC
Yalcin Erzurumlu	36445513	Mol Biol Rep	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10615-1-AP (UFD1L antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-UFD1L (IP:10615-1-AP, 4ug; Detection:10615-1-AP 1:1000) with Raji cells lysate 2000ug.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 10615-1-AP (UFD1L antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 594-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1X10<sup>6</sup> HEK-293 cells were intracellularly stained with 0.4 ug Anti-Human UFD1L (10615-1-AP) and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.4 ug Isotype Control. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).