

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PACSN3



Numéro de catalogue: 10639-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10639-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 320 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1006

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007914

Identification du gène (NCBI):

29763

Nom complet:

protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3

MW calculé

48 kDa

MW observés:

48 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

FC, IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, tissu cardiaque de souris, tissu cérébral de rat, tissu de muscle squelettique de souris, tissu hépatique de souris, tissu pulmonaire de souris

IHC : tissu de cancer du sein humain, tissu cardiaque humain

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10639-1-AP (PACSIN3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 10639-1-AP (PACSIN3 antibody) at dilution of 1:100 (under 25x lens).



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 10639-1-AP (PACSIN3 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1X10⁶ MCF-7 cells were stained with 0.2ug PACSIN3 antibody (10639-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.