

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ATIC



Numéro de catalogue: 10726-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
10726-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 700 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1052

Numéro d'acquisition GenBank:
BC008879

Identification du gène (NCBI):
471

Nom complet:
5-aminoimidazole-4-carboxamide
ribonucleotide formyltransferase/IMP
cyclohydrolase

MW calculé

65 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:12000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HCT 116, cellules HeLa, cellules HepG2,
cellules Jurkat

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Li Cui	34533844	J Pineal Res	WB
Hao Zhang	34803509	Int J Biol Sci	WB
Lin Wang	34083509	Transl Psychiatry	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10726-1-AP (ATIC antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 10726-1-AP (ATIC antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).