

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MKP-2



Numéro de catalogue: 10739-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10739-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014565

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

1846

Nom complet:

dual specificity phosphatase 4

Hôte:

Lapin

MW calculé

43 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1206

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

souris

Informations générales

DUSP4, also named as MKP-2, is a member of the mitogen-activated protein (MAP) kinase phosphatase family which has been suggested to play an important role in the feedback control of MAP kinase-mediated gene expression. DUSP4 preferentially inactivates ERK1, ERK2 and JNK, is expressed in a variety of tissues, and is localized in the nucleus.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ming Chen	30475228	J Clin Invest	WB,IHC
Ze-Qing Pu	34088892	Cell Death Discov	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

