

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDC42EP3



Numéro de catalogue: 10780-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10780-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 547 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1229

Numéro d'acquisition GenBank:

BC019270

Identification du gène (NCBI):

10602

Nom complet:

CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 3

MW calculé

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer de la prostate humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fernando Calvo	26711338	Cell Rep	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer using 10780-1-AP (CDC42EP3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).