

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-Mhc



Numéro de catalogue: 10799-1-AP

10 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
10799-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 900 µg/ml by  
Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG1254

Numéro d'acquisition GenBank:  
NM\_078863

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:  
Myosin heavy chain

MW calculé  
221 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Drosophile

Espèces citées:  
rat, souris

## Informations générales

The function of Mhc is muscle contraction. This antibody detects the Myosin heavy chain of drosophila.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Cheng Chen	33007290	Eur J Pharmacol	WB
Ying Li	34548056	BMC Musculoskelet Disord	WB
Yuxiang Wang	35881904	J Cardiovasc Pharmacol	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

