

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL-1RA



Numéro de catalogue: 10844-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
10844-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1277

Numéro d'acquisition GenBank:
BC009745

Identification du gène (NCBI):
3557

Nom complet:
interleukin 1 receptor antagonist

MW calculé
20 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA

Demandes citées:
IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu œsophagien humain, tissu de cancer du côlon humain, tissu de côlon humain, tissu d'estomac humain

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|----------|-----------|-------------------|-------------|
| J Zhang | 28733866 | Clin Transl Oncol | WB |
| Yanli Ma | 37638046 | Front Immunol | IF |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 10844-1-AP (IL1RA antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 10844-1-AP (IL1RA antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).