

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTC



Numéro de catalogue: 10870-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
10870-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 547 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1297

Numéro d'acquisition GenBank:
BC011618

Identification du gène (NCBI):
685

Nom complet:
betacellulin

MW calculé
20 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
IF

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Informations générales

Betacellulin (BTC), a member of the epidermal growth factor (EGF) family, binds and activates ErbB1 and ErbB4 homodimers. BTC is synthesized primarily as a transmembrane precursor, which is then processed to mature molecule by proteolytic events. This protein is a ligand for the EGF receptor. BTC was expressed in tumors and involved in tumor growth progression.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Seyong Kwon	24599518	Integr Biol (Camb)	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

