

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PDGFR α



Numéro de catalogue: 10945-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10945-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1385

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015186

Identification du gène (NCBI):

5156

Nom complet:

platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide

MW calculé

123 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Platelet-derived growth factor receptor alpha (PDGFR α , also known as CD140a) is a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. PDGFR α is implicated in the regulation of embryonic development, tumorigenesis, cell proliferation, survival and chemotaxis. Mutations in PDGFR α gene have been associated with idiopathic hypereosinophilic syndrome, somatic and familial gastrointestinal stromal tumors, and a variety of other cancers.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver using 10945-1-AP (PDGFRA antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).