

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPATA2



Numéro de catalogue: 11000-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11000-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 747 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1432

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009481

Identification du gène (NCBI):

9825

Nom complet:

spermatogenesis associated 2

MW calculé

58 kDa

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu pulmonaire humain,

IHC : tissu de cancer de la prostate humain, tissu pulmonaire de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Senlin Qin	36787291	PLoS Genet	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human lung tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11000-1-AP (SPATA2 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer using 11000-1-AP (SPATA2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).