

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CENTD3



Numéro de catalogue: 11024-3-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
11024-3-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 167 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG1479

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC009968

Identification du gène (NCBI):  
64411

Nom complet:  
ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin  
repeat and PH domain 3

MW calculé  
8 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

## Informations générales

This gene encodes a phosphoinositide binding protein containing ARF-GAP, RHO-GAP, RAS-associating, and pleckstrin homology domains. The ARF-GAP and RHO-GAP domains cooperate in mediating rearrangements in the cell cytoskeleton and cell shape. It is a specific PtdIns(3,4,5)P3/PtdIns(3,4)P2-stimulated Arf6-GAP protein.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

