

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Alpha Actin



Numéro de catalogue: 11032-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11032-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1471

Numéro d'acquisition GenBank:
BC009978

Identification du gène (NCBI):
70

Nom complet:
actin, alpha, cardiac muscle 1

MW calculé
377 aa, 42 kDa

MW observés:
42 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque de souris, tissu de muscle squelettique de souris, tissu de thymus de souris

IP : tissu cardiaque de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yucheng Gao	33867840	Int J Biol Sci	WB
Xin Zhou	33688204	Onco Targets Ther	WB
An-Jing Ren	32844471	FASEB J	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11032-1-AP (alpha Actin antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-alpha Actin (IP:11032-1-AP, 4ug; Detection:11032-1-AP 1:800) with mouse heart tissue lysate 3200ug.