

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OSBP



Numéro de catalogue: 11096-1-AP

Phare

14 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11096-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1578

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011581

Identification du gène (NCBI):

5007

Nom complet:

oxysterol binding protein

MW calculé

89 kDa

MW observés:

89 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, levure, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu rénal de rat, tissu rénal de souris

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yanwei Wang	30317066	J Inorg Biochem	WB,IP
Jay Xiaojun Tan	36071159	Nature	WB,IF
Cristina M Dorobantu	26406250	PLoS Pathog	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11096-1-AP (OSBP antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-OSBP (11096-1-AP for IP and Detection).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 11096-1-AP (OSBP antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 11096-1-AP (OSBP antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).