

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PITX2



Numéro de catalogue: 11106-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
11106-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 133 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1583

Numéro d'acquisition GenBank:
BC013998

Identification du gène (NCBI):
5308

Nom complet:
paired-like homeodomain 2

MW calculé
36 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

PITX2 belongs to the bicoid class of homeodomain transcription factors, which play essential roles in embryonic development. Various PITX2 isoforms are involved in a wide variety of developmental programs, including left-right signaling. It controls cell proliferation in a tissue-specific manner and is involved in morphogenesis. During embryonic development, PITX2 involves in the expansion of muscle progenitors. In addition, it may play a role in the proper localization of asymmetric organs such as the heart and stomach.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

