

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RXRG



Numéro de catalogue: 11129-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11129-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1611

Numéro d'acquisition GenBank:
BC012063

Identification du gène (NCBI):
6258

Nom complet:
retinoid X receptor, gamma

MW calculé
51 kDa

MW observés:
51-55 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
IF, PLA, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque de souris, cellules Jurkat, tissu ovarien de souris

Informations générales

RXRG, also named as, Retinoic acid receptor RXR-gamma, is a 463 amino acid protein, which localize in the nucleus and may form homodimer. Retinoic acid receptors bind as heterodimers to their target response elements in response to their ligands, all-trans or 9-cis retinoic acid, and regulate gene expression in various biological processes. The RAR/RXR heterodimers bind to the retinoic acid response elements (RARE) composed of tandem 5'-AGGTCA-3' sites known as DR1-DR5.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Maraiza Alves Teixeira	33618332	Aging (Albany NY)	PLA
Emanuela Nocita	31390799	Cells	WB
Craig A Gelfand	32755324	Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11129-1-AP (RXRG Antibody) at dilution of 1:600 incubated at 4 degree celsius over night.