

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RGS10



Numéro de catalogue: 11163-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11163-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1644

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009361

Identification du gène (NCBI):

6001

Nom complet:

regulator of G-protein signaling 10

MW calculé

21 kDa

MW observés:

20-22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de thymus de souris, cellules K-562

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wei-Cheng Chan	35122384	Oral Dis	WB
Wei Wei	36041584	J Endod	WB
Jiaxin Li	37092953	Int Endod J	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse thymus tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11163-1-AP (RGS10 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.