

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Nectin-3/PVRL3



Numéro de catalogue: 11213-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11213-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1712

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017572

Identification du gène (NCBI):

25945

Nom complet:

poliovirus receptor-related 3

MW calculé

61 kDa

MW observés:

70-80 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de cancer de la prostate humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yin Zhao	33038291	Cancer Commun (Lond)	WB
Feixue Xu	30469078	Biomed Pharmacother	IHC
Dennis Schöttelndreier	30022975	Front Microbiol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11213-1-AP (Nectin-3/PVRL3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer using 11213-1-AP (Nectin-3/PVRL3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



IP Result of anti-Nectin-3/PVRL3 (IP:11213-1-AP, 4ug; Detection:11213-1-AP 1:600) with mouse testis tissue lysate 4000ug.