

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PRMT2



Numéro de catalogue: 11269-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11269-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 140 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1806

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000727

Identification du gène (NCBI):

3275

Nom complet:

protein arginine methyltransferase 2

MW calculé

49 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu placentaire humain,

Informations générales

PRMT2 (also known as HRMT1L1) is a member of the arginine methyltransferase family which catalyzes arginine methylation and regulates diverse cellular processes, including transcription, translation, DNA repair, and RNA processing. Recently PRMT2 has been identified as a pro-tumorigenic factor in malignant gliomas.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

