

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPP2R5C



Numéro de catalogue: 11276-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11276-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1819

Numéro d'acquisition GenBank:

BC016183

Identification du gène (NCBI):

5527

Nom complet:

protein phosphatase 2, regulatory subunit B', gamma isoform

MW calculé

61 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:100-1:400

Applications

Applications testées:

IHC, IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-PPP2R5C (IP:11276-1-AP, 4ug; Detection:11276-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 4400ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 11276-1-AP (PPP2R5C Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 11276-1-AP (PPP2R5C Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).