

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RMP



Numéro de catalogue: 11277-1-AP

Phare

5 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
11277-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG1789

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC026184

Identification du gène (NCBI):  
8725

Nom complet:  
chromosome 19 open reading frame 2

MW calculé  
65 kDa

MW observés:  
70-80 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB  
IHC 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:  
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Espèces citées:  
Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de lymphome humain, tissu de cancer du foie humain

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jian Zhang	36092156	Oxid Med Cell Longev	WB,IHC,IF
Jian Zhang	25605019	Oncotarget	IHC
Jian Zhang	30590389	Cardiovasc Res	WB,IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11277-1-AP (RMP antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 11277-1-AP (RMP antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-RMP (IP:11277-1-AP, 4ug; Detection:11277-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 1600ug.