

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OSBPL11



Numéro de catalogue: 11318-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11318-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1855

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010422

Identification du gène (NCBI):

114885

Nom complet:

oxysterol binding protein-like 11

MW calculé

747 aa, 84 kDa

MW observés:

84 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11318-1-AP (OSBPL11 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 11318-1-AP (OSBPL11 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-OSBPL11 (IP:11318-1-AP, 4ug; Detection:11318-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.