

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LAT



Numéro de catalogue: 11326-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11326-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1868

Numéro d'acquisition GenBank:
BC011563

Identification du gène (NCBI):
27040

Nom complet:
linker for activation of T cells

MW calculé
262 aa, 28 kDa

MW observés:
36-38 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, mouse thymus

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu de thymus humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuzi Xu	33737696	Sci Rep	IHC
Bin Shi	35355718	Front Pharmacol	WB
Xia Ke	26202642	Hepatol Int	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11326-1-AP (LAT Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-LAT (IP:11326-1-AP, 4ug; Detection:11326-1-AP 1:1000) with Jurkat cells lysate 3600ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thymus tissue slide using 11326-1-AP (LAT Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).