

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Septin 1



Numéro de catalogue: 11370-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11370-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by
Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG1926

Numéro d'acquisition GenBank:
BC012161

Identification du gène (NCBI):
1731

Nom complet:
septin 1

MW calculé
367 aa, 42 kDa

MW observés:
40-42 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Prasad V Phatarpekar	32841357	J Cell Biol	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11370-1-AP (Septin 1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.