

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Flotillin 2



Numéro de catalogue: 11446-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11446-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG1996

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017292

Identification du gène (NCBI):

2319

Nom complet:

flotillin 2

MW calculé

379 aa, 42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Flotillins are membrane-associated proteins that contain two homologous isoforms, flotillin 1 (FLOT1) and flotillin 2 (FLOT2). They are highly conserved and widely expressed proteins that commonly used as markers of lipid rafts. Flotillins are involved in various signaling pathways, cell adhesion, membrane trafficking and axonal growth.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

