

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ERAL1



Numéro de catalogue: 11478-1-AP

Phare

12 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

11478-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2019

Numéro d'acquisition GenBank:

BC019094

Identification du gène (NCBI):

26284

Nom complet:

Era G-protein-like 1 (E. coli)

MW calculé

437 aa, 48 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

## Informations générales

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Agata Rozanska	28512204	Biochem J	WB
Tian Luo	28553621	Front Cell Infect Microbiol	WB,IF
Di Hu	30877431	Acta Neuropathol	

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

