

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SNX4



Numéro de catalogue: 11506-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11506-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2058

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018762

Identification du gène (NCBI):

8723

Nom complet:

sorting nexin 4

MW calculé

450 aa, 52 kDa

MW observés:

52 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules A431, cellules A549, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules NIH/3T3

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Chuchu Zhou	35332264	Nat Cell Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11506-1-AP (SNX4 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of SNX4 antibody (11506-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-SNX4 transfected A549 cells.