

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MND1



Numéro de catalogue: 11636-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11636-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 380 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2210

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032142

Identification du gène (NCBI):

84057

Nom complet:

meiotic nuclear divisions 1 homolog (S. cerevisiae)

MW calculé

205 aa, 24 kDa

MW observés:

30-35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules MCF-7, tissu hépatique de souris, tissu hépatique humain, tissu pulmonaire humain, tissu rénal humain

IP : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kai Tan	36352167	Med Oncol	WB
Matthew Tsang	30701021	Oncotarget	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11636-1-AP (MND1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-MND1 (IP:11636-1-AP, 4ug; Detection:11636-1-AP 1:600) with mouse liver tissue lysate 6000ug.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11636-1-AP (MND1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.