

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-INTS9



Numéro de catalogue: 11657-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11657-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2226

Numéro d'acquisition GenBank:
BC025267

Identification du gène (NCBI):
55756

Nom complet:
integrator complex subunit 9

MW calculé
658 aa, 74 kDa

MW observés:
74 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IP, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules HEK-293, cellules HeLa

IP : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kevin Sabath	32647223	Nat Commun	WB
David Baillat	27546450	Protein Expr Purif	WB
Rahul Bhowmick	37295432	Mol Cell	WB,IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11657-1-AP (INTS9 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-INTS9 (IP:11657-1-AP, 4ug; Detection:11657-1-AP 1:1000) with HeLa cells lysate 880ug.