

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IFI44



Numéro de catalogue: 11704-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11704-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2326

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022870

Identification du gène (NCBI):

10561

Nom complet:

interferon-induced protein 44

MW calculé

444 aa, 50 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

IFI44, also named as MTAP44, aggregates to form microtubular structures. It contains a perfect GTP binding site but has no homology to known GTPases or G proteins. IFI44 has some isoforms with MW 42-44 kDa and 47-50 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

