

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPOCK2



Numéro de catalogue: 11725-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 11725-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC023558	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 9806	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 2	
Isotype: IgG	MW calculé 424 aa, 47 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2313		

## Applications

### Applications testées:

IHC, ELISA

### Spécificité de l'espèce:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

IHC : tissu testiculaire humain, tissu de cancer du pancréas humain, tissu de cancer du poumon humain, tissu rénal humain

## Informations générales

### Stockage

#### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

#### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 11725-1-AP (SPOCK2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 11725-1-AP (SPOCK2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).