

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PI3 kinase p85 Alpha



Numéro de catalogue: 11748-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11748-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2344

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030815

Identification du gène (NCBI):

5295

Nom complet:

phosphoinositide-3-kinase,
regulatory subunit 1 (alpha)

MW calculé

85 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Informations générales

Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) plays an important role in the metabolic actions of INS and is required for adipogenesis. The PI3K pathway has also been identified as an important player in cancer development and progression. The Class IA PI3K heterodimer, which is composed of a P110 catalytic subunit and a P85 regulatory subunit, is activated upon association of the P85 subunit with upstream adaptor proteins or receptor tyrosine kinases. Mutations in PIK3R1 are implicated in cases of breast cancer and associated to SHORT syndrome.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Rui Chen	35761332	J Nanobiotechnology	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

