

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MYF6



Numéro de catalogue: 11754-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
11754-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2350

Numéro d'acquisition GenBank:
BC017834

Identification du gène (NCBI):
4618

Nom complet:
myogenic factor 6 (herculin)

MW calculé
242 aa, 27 kDa

MW observés:
27 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IF, WB, ELISA

Demandes citées:
chip, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu de muscle squelettique de souris,

IF : cellules C2C12,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hejie Wang	36178582	In Vitro Cell Dev Biol Anim	WB
Leilei Xu	34917617	Front Cell Dev Biol	WB
Irene Moretti	27484840	Nat Commun	chip

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11754-1-AP (MYF6 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed C2C12 cells using MYF6 antibody (11754-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).