

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAPA



Numéro de catalogue: 11779-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

11779-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2439

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026250

Identification du gène (NCBI):

2191

Nom complet:

fibroblast activation protein, alpha

MW calculé

760 aa, 88 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice   | Pubmed ID | Journal    | Application |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| Jing Kong | 31796058  | Mol Cancer | IF          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)

W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

