

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AFTPH



Numéro de catalogue: 11785-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11785-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2402

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022247

Identification du gène (NCBI):

54812

Nom complet:

aftiphilin

MW calculé

937 aa, 102 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Aftiphilin is a component of the clathrin machinery in neurons, binding to of clathrin adaptor protein 1 and 2. Western assay showed that the protein emigrate as a 126 kDa protein in SDS PAGE, with larger molecular weight than the predicted size (99 and 102 kDa for the two isoforms).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

