

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CYB5R1



Numéro de catalogue: 11807-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

11807-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2475

Numéro d'acquisition GenBank:

BC018732

Identification du gène (NCBI):

51706

Nom complet:

cytochrome b5 reductase 1

MW calculé

305 aa, 34 kDa

MW observés:

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu placentaire humain, cellules PC-3, tissu cérébral humain

IP : tissu placentaire humain,

IHC : tissu de cancer du sein humain,

IF : cellules PC-3,

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Daisaku Yoshihara	36469660	Free Radic Res	WB
Tingting Zhao	36747266	J Transl Med	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11807-1-AP (CYB5R1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 11807-1-AP (CYB5R1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-CYB5R1 (IP:11807-1-AP, 4ug; Detection:11807-1-AP 1:1000) with human placenta tissue lysate 1520ug.



Immunofluorescent analysis of PC-3 cells using 11807-1-AP (CYB5R1 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).