

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBE2K



Numéro de catalogue: 11834-3-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11834-3-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2415

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022804

Identification du gène (NCBI):

3093

Nom complet:

ubiquitin-conjugating enzyme E2K (UBC1 homolog, yeast)

MW calculé

200 aa, 22 kDa

MW observés:

25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat, tissu cérébral humain, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IHC : tissu de gliome humain, tissu de cancer de la thyroïde humaine

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kazuhiko Watabe	32686212	Neuropathology	WB
Qingqing Wang	33647537	Biochem Biophys Res Commun	WB
Mo Juan Li	33685573	Biomed Environ Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11834-3-AP (UBE2K antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 11834-3-AP (UBE2K antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).