

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADAMTS4



Numéro de catalogue: 11865-1-AP

9 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

11865-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2443

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030812

Identification du gène (NCBI):

9507

Nom complet:

ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 4

MW calculé

837 aa, 90 kDa

MW observés:

90 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:300-1:600

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, porc, rat, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IHC : tissu hépatique humain, tissu de cancer du côlon humain

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yitong Zhao	36156740	J Bone Miner Metab	WB
Zi-Miao Liu	34372688	Bone Joint Res	WB,IHC
Yusheng Li	37392568	Int Immunopharmacol	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11865-1-AP (ADAMTS4 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 11865-1-AP (ADAMTS4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).