

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TTC4



Numéro de catalogue: 11878-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 11878-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC001276	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7268	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: tetra tricopeptide repeat domain 4	
Isotype: IgG	MW calculé: 387 aa, 45 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2474	MW observés: 45 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HeLa, cellules HEK-293 IHC : tissu de lymphome humain,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11878-1-AP (TTC4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 11878-1-AP (TTC4 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



WB result of TTC4 antibody (11878-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-TTC4 transfected HEK-293 cells.