

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Sec8



Numéro de catalogue: 11913-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11913-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2514

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026174

Identification du gène (NCBI):

60412

Nom complet:

exocyst complex component 4

MW calculé

110 kDa

MW observés:

110-120 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules U-251, tissu testiculaire de souris

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Miao Liu	32958054	Biol Res	WB
Anish Vaibhav Sharda	32614949	Blood	WB
Kunli Zhao	36803984	Elife	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11913-1-AP (Sec8 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-Sec8 (IP:11913-1-AP, 4 μ g; Detection:11913-1-AP 1:300) with Jurkat cells lysate 2800 μ g.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 11913-1-AP (Sec8 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 11913-1-AP (Sec8 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).