

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ICAM4



Numéro de catalogue: 11918-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

11918-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2544

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029364

Identification du gène (NCBI):

3386

Nom complet:

intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group)

MW calculé

271 aa, 29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

This gene encodes the Landsteiner-Wiener (LW) blood group antigen(s) that belongs to the immunoglobulin (Ig) superfamily, and that shares similarity with the intercellular adhesion molecule (ICAM) protein family. The protein migrate as a 42kd glycoprotein on SDS PAGE. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

