

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPRR1B



Numéro de catalogue: 11959-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

11959-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC056240

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 420 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

6699

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

small proline-rich protein 1B (cornifin)

Isotype:

IgG

MW calculé

89 aa, 10 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG2563

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu cutané humain,

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

This protein functions as a component of the cross-linked envelope in squamous differentiating cells. It runs as a 15-kDa protein in unreducing SDS PAGE, whereas under reducing conditions it runs as 23 kDa one.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shiwei Xiao	35664787	Front Oncol	IHC
Shengqian Dou	35821117	Cell Discov	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 11959-1-AP (SPRR1B Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 11959-1-AP (SPRR1B Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).